


# ディスポーザブルシールドマスク

## Disposable Shield Mask



### ●ディスポーザブルシールドマスクを使用してください。

標準予防策の考えに基づき、湿性の血液・体液・排泄物等が飛散する可能性のある時に使用します。

●ディスポーザブルシールドマスクを使用することにより医療従事者の感染予防に役立ちます。

### ●ディスポーザブルシールドマスクの特徴

- 本マスクは3層構造です。
- フィルタ部のバクテリア飛沫捕集(ろ過)効率(BFE)は平均99.9%です\*。
- フィルタ部の微粒子捕集効率(PFE)は平均99.9%です\*。
- フィルタ部の圧力損失は平均2.5mmH<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>です\*。
- 人工血液バリア性は圧力16.0KPa(120mmHg)です\*。
- 可燃性はクラス1です\*。
- シールド部はくもり止め加工済です。
- 本マスクは水分を透過しません。
- フタはミシン目から切り取ることが可能です。

\*試験機関：一般財団法人カケンテストセンター



★グローブホルダーに収納可能です。

#### ■規格

製品名	ディスポーザブルシールドマスク
製品コード	433756
材質	マスク:ポリプロピレン不織布、ゴムひも:ポリエステル、ポリウレタン、シールド:PET
マスクサイズ	普通サイズ:175×90mm
マスクカラー	ブルー
箱サイズ	310×190×75mm
カートンサイズ	590×330×320mm
入数	50枚/箱、12箱/カートン

\*本製品はICHG研究会の協力により作製致しました。

#### 使用上の注意

- ・洗って使用しないでください。
- ・ごくまれにですが、アレルギー体質の方でマスク素材によりかぶれやかゆみを生じることがありますが、その時は直ちに使用を中止してください。
- ・鋭利なもの、刃物等で傷つけないよう注意してください。
- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、火気を避けて、清潔な場所に保管してください。

発売元

株式会社長谷川綿行

〒481-0013

愛知県北名古屋市中子四反地977-2

TEL.0568-24-1911 FAX.0568-24-0466

URL.http://www.hasemen.co.jp/

代理店